

the new youth | вторая молодость кожи

mccosmetics[®] NY

Мезотерапия и концентраты Каталог продукции



Компания MCCosmetics (Испания/Португалия) специализируется на производстве косметической продукции для здоровья и красоты.

Миссия компании –предоставить лучшие решения для омоложения и коррекции проблем кожи лица и тела путем отбора селективных ингредиентов и разработки самых эффективных составов.

- Эффективность – результат виден сразу после первой процедуры.
- Инновации – продукты создаются в собственной лаборатории экспертами с многолетним опытом с целью удовлетворить и превзойти ожидания клиентов.
- Качество - многолетнее тестирование продукции и совершенствование рабочих формул.
- Экспертиза – успешное присутствие на мировом рынке. Продукция компании продается более чем в 42 странах мира.

Официальный дистрибьютор продукции MCCosmetics в России – ООО «Эстетист».

Обучение работе на препаратах марки предоставляет «Первый Профессиональный Институт Эстетики» (Москва).



содержание



монопрепараты	4	мультикомпонентные коктейли	16
аргирелин (argireline)	4	антивозрастной коктейль (fusion antiaging)	16
биотин (biotin hidrixin)	4	восстанавливающий коктейль (fusion hd)	16
венолаурет (venolaureth)	5	корректирующий коктейль против пигментации	
витамин а (vit a)	5	(fusion whitening)	16
витамин с (vitamin c), в ампулах	5	коктейль для волос и кожи головы (fusion hair)	17
витамин с (vitamin c), во флаконе	6	антицеллюлитный коктейль (fusion cellulite)	17
гиалуронидаза (hyaluronidase) prof.	6	антицеллюлитный коктейль (fusion fat)	17
гиалуронидаза раствор (hyaluronidase liquid)	6	концентрат ферментативный (enzyme)	18
гиалуроновая кислота (hyaluronic acid)	7	концентрат ферментативный раствор (enzyme liquid)	18
дезоксихолат натрия (deoxycholate)	7	коктейль против пигментных пятен (fusion melanopeel)	18
декспантенол (dexpanthenol)	7		
гинкго билоба (ginkgo biloba)	8	ампульные концентраты	19
глутатион (glutathione ghs)	8	концентрат с маслом арганы (argan oil)	19
ДМАЕ (dmae)	9	регенерирующий концентрат «масло розы мускусной»	
комплекс витаминов группы в (four vit b)	9	(musk rose oil)	19
кофеин (caffeine)	9	увлажняющий концентрат «протеогликаны»	
ДНК гель (dna gel)	10	(proteoglycans)	20
ДНК содиум (adn sodium dna)	10	омолаживающий концентрат с витаминами Е и F	
Л-карнитин (l-carnitine)	11	(glycolic acid + vit. E and F)	20
натрия хлорид (serum solution)	11	антивозрастной концентрат (antiaging flash)	20
олигоэлементы Zn+Ni+Co (oligoelements)	11		
органический кремний (organic silicon)	12		
органический кремний & ДМАЕ (organic silicon & dmae)	12		
пировиноградная кислота (collagen pyruvate)	12		
рутин-мелилото (melilotus)	13		
транексамовая кислота (tranexamicum)	13		
фосфатидилхолин (phosphatidylcholine) в ампулах	13		
фосфатидилхолин (ppc phosphatidylcholine) во флаконе	14		
хондроитин сульфат (chondroitin mesoplus)	14		
целестабил (cellestabyl)	14		
центелла азиатская (asian centella)	15		
экстракт артишока 2% (artichoke extract)	15		

монопрепараты

аргирелин (argireline)

2 мл х 10 шт.



Артикул: 5085

Активные компоненты: Аргирелин 3%, Леуфазил 2%.

Описание: Обладает ботулоподобным действием. Высокоэффективен в устранении мимических морщин. Улучшает рельеф кожи. Пролонгирует действие ботулинического токсина.

Показания к применению:

- Безопасное устранение мимических морщин
- Антивозрастные программы.

Активные ингредиенты:

АРГИРЕЛИН

синтетический белковый пептид. Более безопасный и бюджетный аналог ботокса. Он обладает похожим принципом действия, но, в отличие от ботулотоксина, состоит из безопасных синтезированных полипептидов. Может использоваться как подкожно при помощи инъекций, так и

наружно при помощи нанесения на кожные покровы.

ЛЕУФАЗИЛ

Пептид направлен на расслабление лицевых мышц, как и его синергисты (аргирелин). Воздействие пептидного препарата подобно ацетилхолину. Снижает активность нервного импульса, посылаемого в мышечную ткань, поэтому получается действие подобно ботулотоксину или диспорту. Применяется в области лба и периорбитальной области.

Упаковка: 2 мл х 10 шт.

Способ введения: интердермально, микропапулы 6-8 мм через 1-2 см. 1 Сеанс в неделю. 6-8 сеансов. Поддерживающая терапия 1 раз в месяц.

Хранение: в темном месте, при Т от 5С до 25С. Вскрытые ампулы хранению не подлежат.

биотин (biotin hidrixin)

2 мл х 10 шт.



Артикул: 5021

Активные компоненты: Биотин (витамин Н) 0.1%

Описание: Помогает стимулировать восстановление клеток, что приводит к общему улучшению структуры и внешнего вида кожи. Ускорение синтеза липидов усиливает естественный барьер кожи, уменьшает морщины. Оказывает регулирующее действие на сальную секрецию, снимает симптомы себорейного дерматита, экземы и сухости кожи, а также помогает предотвратить выпадение волос.

Показания к применению:

- Антивозрастные и трихологические программы
- Себорея, акне, постакне
- Мезоглоу («сияние кожи»)

Упаковка: 2 мл х 10 шт.

Способ введения: наппаж, микропапульно поверхностный, срединный через 1-2 см.

1 Сеанс в неделю. 6-8 сеансов. Поддерживающая терапия 1 раз в месяц.

В трихологии применяется 10-15 сеансов.

Хранение: в темном месте, при Т от 5С до 25С. Вскрытые ампулы хранению не подлежат.

монопрепараты

венолаурет (venolaureth)

2 мл х 10 шт.



Артикул: 5039

Активные компоненты: Laureth-9 (INN-Polidocanol-полидидканол) 0.5%.

Описание: Улучшает венозный отток. Повышает тонус стенки капилляров. Стимулирует оксигенацию и трофику тканей. Отличный помощник в лечении сосудистых звездочек и купероза.

Показания к применению:

- Сосудистая мезотерапия: купероз, сосудистые звездочки.

Упаковка: 2 мл х 10 шт.

Способ введения: наппаж срединный, микропапулы через 1-2 см.

1 Сеанс в неделю. 6-8 сеансов. Поддерживающая терапия 1 раз в месяц.

Хранение: в темном тесте, при Т от 5С до 25С.

Вскрытые ампулы хранению не подлежат.

Хранение: в темном месте, при Т от 5С до 25С. Вскрытые ампулы хранению не подлежат.

витамин а (vit a)

2 мл х 10 шт.



Артикул: 5040

Активные компоненты: Ретинилпальмитат 0,1%

Описание: Регулирует активность сальных желез. Оказывает комедонолитическое действие.

Уменьшает содержание меланина в коже, уменьшает гиперпигментацию.

Стимулирует пролиферацию фибробластов, активирует синтез коллагена, снижает активность коллагеназы.

Показания к применению:

- Коррекция стрий, акне, постакне.
- Поредение волос
- Гидромезотерапия (тургор, увлажнение)
- Мезоглоу (сияние кожи)

Упаковка: 2 мл х 10 шт.

Способ введения: наппаж поверхностный , микропапулы через 1-2 см. В трихологии применяется курс 10-15 сеансов.

Хранение: в темном месте, при Т от 5С до 25С. Вскрытые ампулы хранению не подлежат.

витамин с (vitamin c), в ампулах

5 мл х 10 шт.



Артикул: 5041

Активные компоненты: Аскорбиновая кислота 20%

Описание: Нейтрализует свободные радикалы, ингибирует выработку меланина, повышает синтез коллагена и эластичность кожи.

Показания к применению:

- Акне, постакне
- Гидромезотерапия (тургор, увлажнение)
- Мезоглоу (сияние кожи)
- Гиперпигментация, купероз

Упаковка: 5 мл х 10 шт.

Способ введения: наппаж поверхностный, срединный, микропапулы через 1-2 см. 1 Сеанс в неделю. 6-8 сеансов. Поддерживающая терапия 1 раз в месяц.

Хранение: в темном месте, при Т от 5С до 25С. Вскрытые ампулы хранению не подлежат.

монопрепараты

витамин с (vitamin c), во флаконе

5 мл x 5 шт.



Артикул: 5075

Активные компоненты: Аскорбиновая кислота 20%

Описание: Нейтрализует свободные радикалы, ингибирует выработку меланина, повышает синтез коллагена и эластичность кожи.

Показания к применению:

- Акне, постакне
- Гидромезотерапия (тургор, увлажнение)
- Мезоглоу (сияние кожи)
- Гиперпигментация, купероз

Упаковка: 5 мл x 5 шт.

Способ введения: наппаж поверхностный, срединный, микропапулы через 1-2 см.

1 Сеанс в неделю. 6-8 сеансов. Поддерживающая терапия 1 раз в месяц.

Хранение: в темном месте, при Т от 5С до 25С. Вскрытые ампулы хранению не подлежат.

гиалуронидаза (hyaluronidase) prof.

5 мл x 5 шт.



Артикул: 5040

Активные компоненты: Гиалуронидаза 1500 UI

Описание: Содержит компоненты, которые действуют как агенты отражателя в исключении удерживания воды и адипоцитов. Увеличивает проницаемость соединительной ткани и абсорбцию жидкостей.

Показания к применению:

- Гиперкоррекция после применения дермальных филлеров на основе стабилизированной ГК
- Гранулемы;
- Целлюлит (фиброзный)

!!! Перед применением развести в 5 мл Serum Solution (натрия хлорид).

Упаковка: 5 мл x 5 шт.

Способ введения: инфильтрация

Хранение: в темном месте, при Т от 5С до 25С. Вскрытые ампулы хранению не подлежат.

гиалуронидаза раствор (hyaluronidase liquid)

5 мл x 10 шт.



Артикул: 5086

Активные компоненты: Гиалуронидаза 15%, Натрия Хлорид

Описание: Содержит компоненты, которые действуют как агенты отражателя в исключении удерживания воды и адипоцитов. Увеличивает проницаемость соединительной ткани и абсорбцию жидкостей.

Показания к применению:

- Гиперкоррекция после применения дермальных филлеров на основе стабилизированной ГК
- Гранулемы;
- Целлюлит (фиброзный)

Упаковка: 5 мл x 10 шт.

Способ введения: при помощи фонофореза, мезоролера.

Хранение: в темном месте, при Т от 5С до 25С. Вскрытые ампулы хранению не подлежат.

монопрепараты

гиалуроновая кислота (hyaluronic acid)

5 мл x 5 шт.



Артикул: 5048

Активные компоненты: Гиалуроновая кислота 3.5%

Описание: Отлично подходит для очень сухой и обезвоженной кожи, коррекции морщин. Восстанавливает гидратацию кожи, предотвращает потерю трансэпидермальной влаги и способствует заполнению морщин за счет восстановления уровня коллагенов.

Показания к применению:

- Антивозрастные программы
- Мезоглоу («сияние кожи»)
- Гидромезотерапия.

Упаковка: 5 мл x 5 шт.

Способ введения: микропапулы 1-2 мм интердермально. Возможно разведение 1:2 органическим кремнием.

Сеанс 1 через 3 дня. Курс 4-6 сеансов на усмотрение врача.

Хранение: в темном месте, при Т от 5С до 25С. Вскрытые ампулы хранению не подлежат.

дезоксихолат натрия (deoxycholate)

10 мл x 5 шт.



Артикул: 5092

Активные компоненты: Дезоксихолат натрия 10%

Описание: Оказывает интенсивное липолитическое действие.

Дезоксихолат натрия – желчный фермент, нарушает целостность мембран адипоцитов. Гипоосмолярный раствор вводят с использованием мезотерапевтической техники инфильтрация.

В среднем проводят 7-10 процедур с интервалом один сеанс в 10 дней.

Показания к применению:

- Локальные жировые отложения
- Липомы

Упаковка: 10 мл x 5 шт.

Способ введения: инфильтрация не менее 10 мм. Разводить Натрия хлоридом (1:1).

Внимание: Перед применением, прочитать противопоказания. 1 Сеанс в 10-14 дней, 4-6 раз.

Хранение: в темном месте, при Т от 5С до 25С. Вскрытые ампулы хранению не подлежат. Срок годности см на упаковке.

декспантенол (dexpanthenol)

5 мл x 10 шт.



Артикул: 5034

Активные компоненты: Декспантенол 20%

Описание: Необходим для метаболизма и обновления клеток кожи. Повышает регенерацию, стимулирует заживление. Уменьшает потерю волос, усиливает их рост. Ускоряет кератинизацию кожи. Повышает уровень влажности, эластичности и гладкости кожи.

Показания к применению:

- Восстановление кожи после инвазивных эстетических процедур (лазер, пилинги и т.д.)
- Поредение волос
- Акне, постакне

Упаковка: 5 мл x 10 шт.

Способ введения: интердермально, микропапулы через 1-2 см.

2 Сеанса в неделю. 6-8 сеансов. Поддерживающая терапия 1 раз в месяц.

Хранение: в темном месте, при Т от 5С до 25С. Вскрытые ампулы хранению не подлежат.

монопрепараты

гинкго билоба (ginkgo biloba)

2 мл x 10 шт.



Артикул: 5027

Активные компоненты: Экстракт листьев Гинкго Билоба.

Описание: Нормализует сосудистую систему, расширяет артерии, повышает тонус вен, снижает проницаемость сосудов (противоотечное действие), нейтрализует свободные радикалы (антиоксидантное действие).

Гинкго билоба представляет собой листопадную хвою, которая содержит больше сотни активных биовеществ. В этом удивительном растении заключены вещества билобалид и гинкголид, которые являются тритерпеновыми лактонами и найти их можно исключительно в Гинкго билоба.

Около 25% состава — биофлавоноиды (кемпферол, изорамнетин, кверцетин), а также флавоноидные гликозиды (билобетин, гинкгетин, мирицетин).

Гинкго двулопастный включает в себя аминокислоты, сахара, азотистые основания, стероиды, полипренолы, кислоты.

Показания к применению:

- Сосудистая терапия
- Антивозрастные и липолитические программы

Упаковка: 2 мл x 10 шт.

Способ введения: наппаж поверхностный, срединный, микропапулы через 1-2 мм.

2 Сеанса в неделю. 6-8 сеансов.

Поддерживающая терапия 1 раз в месяц.

Хранение: в темном месте, при Т от 5С до 25С. Вскрытые ампулы хранению не подлежат.

глутатион (glutathione ghs)

5 мл x 10 шт.



Артикул: 5064

Активные компоненты: Глутатион 0.5%

Описание: Обладает антиоксидантным и противовоспалительным действиями, предотвращает старение кожи, оказывает выраженное осветляющее действие.

Глутатион - это простое вещество, естественным образом вырабатываемое в нашем теле. Оно состоит из аминокислот или белков: цистеина и глутамина.

Также в составе глутатиона присутствуют серосодержащие группы. Поскольку сера притягивает свободные радикалы, глутатион обладает высокой антиоксидантной активностью.

Показания к применению:

- Осветляющие программы.
- Антивозрастные программы.

- Антиоксидант
- Антистрессовая терапия

Упаковка: 2 мл x 10 шт.

Способ введения: микропапулы через 1-2 см.

2 сеанса в неделю. 6-8 сеансов.

Поддерживающая терапия 1 раз в месяц.

Хранение: в темном месте, при Т от 5С до 25С. Вскрытые ампулы хранению не подлежат.

монопрепараты

ДМАЕ (dmae)

5 мл x 10 шт.



Артикул: 5026

Активные компоненты: ДМАЕ 3% (диметиламиноэтанол)

Описание: Обеспечивает лифтинг-эффект лица и тела. Увлажняет кожу, защищая ее от свободных радикалов. Стимулирует выработку коллагена и эластина и показан для предотвращения старения и дряблости кожи.

Показания к применению:

- Антивозрастные и лифтинговые программы для лица и тела
- Деформационный тип старения

Упаковка: 5 мл x 10 шт.

Способ введения: линейно-ретроградно, микропапулы через 1-2 см.

1 Сеанса в неделю. 6-8 сеансов.

Поддерживающая терапия 1 раз в месяц.

Хранение: в темном месте, при Т от 5С до 25С. Вскрытые ампулы хранению не подлежат.

комплекс витаминов группы в (four vit b)

5 мл x 10 шт.



Артикул: 5068

Активные компоненты: Витамины В1, В3, В6, В12

Описание: Стимулирует регенеративные процессы кожи, нормализует клеточный метаболизм, уменьшает признаки старения кожи и осветляет кожу. Повышает клеточный иммунитет и снижает склонность к высыпаниям различной этиологии.

Показания к применению:

- - Антивозрастные и трихологические программы
- - Себорея, акне

Упаковка: 5 мл x 5 шт.

Способ введения: Наппаж, микропапулы 1-2 мм.

Хранение: в темном месте, при Т от 5С до 25С. Вскрытые ампулы хранению не подлежат. Срок годности см на упаковке.

кофеин (caffeine)

1 мл x 10 шт.



Артикул: 5022

Активные компоненты: Кофеин 10%

Описание: Ускоряет кровообращение и стимулирует высвобождение жировых отложений в адипоцитах.

Обладает тонизирующими свойствами, помогает уменьшить проявления целлюлита и вызывает локальную потерю веса.

Показания к применению:

- Липолитические программы

Упаковка: 1 мл x 10 шт.

Способ введения: инфильтрация, 1 раз в неделю от 4 сеансов.

Перед применением внимательно читаем противопоказания.

Хранение: в темном месте, при Т от 5С до 25С. Вскрытые ампулы хранению не подлежат.

монопрепараты

ДНК гель (dna gel)

5 мл х 5 шт.



Артикул: 5047

Активные компоненты: Дезоксирибонуклеиновая кислота 2.5%

Описание: Препарат с отличным антиоксидантным и увлажняющим действием, защищает клеточные мембраны от окислительной деградации. Способствует обновлению омертвевших клеток и восстанавливает соединительную ткань, стимулируя процессы заживления. Предотвращает повреждение коллагена, вызванное воздействием солнечного света, окислительного стресса и табака. Он используется в процедурах для борьбы с фотостарением, улучшает состояние кожи курильщика и улучшает различные условия (сухость кожи, морщины, растяжки и выпадение волос).

Показания к применению:

- Антивозрастные и лифтинговые программы для лица и тела,
- «Кожа курильщика»

- Атоничная кожа тела после коррекции целлюлита и локальных жировых отложений
- Жирная и сухая себорея, поредение волос
- Заживление ран, рубцов (атрофические стрии, нормотрофические, послеоперационные)

Упаковка: 5 мл х 5 шт.

Способ введения: папулы 1-2 мм. Разведение 1:1 натрия хлоридом.

2 Сеанса в неделю. 6-8 сеансов.

Поддерживающая терапия 1 раз в месяц.

Хранение: в темном тесте, при Т от 5С до 25С. Вскрытые ампулы хранению не подлежат.

ДНК содиум (adn sodium dna)

5 мл х 10 шт.



Артикул: 5042

Активные компоненты: Содиум ДНК 2% (Натрия дезоксирибонуклеат)

Высоко полимеризованная молекула дезоксирибонуклеиновой кислоты- полинуклеотид, высокого молекулярного веса растительного происхождения, Содержит нуклеотиды, необходимые для строительства собственной ДНК.обладает гидратирующими свойствами, стимулирует физиологическую регенерацию эпидермиса и дермы, оказывает ранозаживляющее действие, проявляет антиоксидантную активность. Является иммуномодулятором.

Описание: Обладает антиоксидантным и увлажняющим действием. Способствует обновлению омертвевших клеток и восстанавливает соединительную ткань, стимулируя процессы заживления. Он используется в процедурах для борьбы с фотостарением, улучшает состояние кожи курильщика, устраняет сухость кожи, морщины, растяжки и выпадение

волос.

Показания к применению:

- Регенерация кожи (коррекция растяжек и рубцов)
- Антивозрастные программы
- Сухая и обезвоженная кожа, «кожа курильщика»
- Улучшение цвета лица.

Упаковка: 5 мл х 10 шт.

Курс: 5-10 процедур 1 раз в неделю. Кратность 1 сеанс в 7 дней. **Способ введения:** микропапулы. Поддержка 1 сеанс в месяц.

Профилактика: 1 сеанс в 7 дней

Терапия: 1 сеанс в неделю в течении 2 месяцев, возможно чередование с другими коктейлями.

монопрепараты

Л-карнитин (l-carnitine)

5 мл х 10 шт.



Артикул: 5035

Активные компоненты: Л-карнитин 20%.

Описание: Способствует переработке жиров в энергию. Восстанавливает энергетический баланс и сопротивляемость к усталости и холоду, повышает физическую выносливость. Повышает иммунитет.

Показания к применению:

- Лечение целлюлита и локальных жировых отложений
- Липолитическая терапия;
- Скульптурирование тела

Упаковка: 5 мл х 10 шт.

Способ введения: инфльтрация.

Рекомендованное количество сеансов: от 5.

Хранение: в темном месте, при Т от 5С до 25С. Вскрытые ампулы хранению не подлежат.

натрия хлорид (serum solution)

5 мл х 10 шт.



Артикул: 5037

Активные компоненты: Натрия хлорид

Описание: Оказывает лимфодренажное и липолитическое действие.

Показания к применению:

- Оказывает лимфодренажное и липолитическое действие.

Упаковка: 5 мл х 10 шт.

Хранение: в темном месте, при Т от 5С до 25С. Вскрытые ампулы хранению не подлежат.

олигоэлементы Zn+Ni+Co (oligoelements)

5 мл х 10 шт.



Артикул: 5031

Активные компоненты: Глюконат Кобальта, Глюконат Цинка, Глюконат Никеля.

Описание: Восстанавливает минеральный обмен на клеточном, тканевом и органном уровнях. Регулирует работу ЖКТ, активность пищеварительных ферментов, снижает чувство голода. Обладает лифтинг-эффектом.

Показания к применению:

- Антивозрастные и липолитические программы
- Трихология.

Упаковка:5 мл х 10 шт.

Способ введения: папулы, наппаж, инфльтрация

Хранение: в темном месте, при Т от 5С до 25С. Вскрытые ампулы хранению не подлежат.

монопрепараты

органический кремний (organic silicon)

5 мл x 10 шт.



Артикул: 5036

Активные компоненты: Органический кремний 0,5%

Описание: Является компонентом кожи, волос и соединительной ткани. Участвует в синтезе коллагена. Стимулирует и регулирует пролиферацию фибробластов. Активирует синтетическую активность фибробластов. Нормализует гидратацию кожи. Повышает упругость и эластичность кожи. Универсальный базовый препарат для приготовления коктейлей.

Показания к применению:

- Регенерация кожи
- Антивозрастные программы

Упаковка: 5 мл x 10 шт.

Способ введения: микропапулы, линейно-ретроградно

Хранение: в темном тесте, при Т от 5С до 25С. Вскрытые ампулы хранению не подлежат.

органический кремний & ДМАЕ (organic silicon & dmae)

5 мл x 10 шт.



Артикул: 5065

Активные компоненты: Органический кремний 0.5%, ДМАЕ 3%

Описание: Восстанавливает мышечный тонус, оказывает лифтинг-эффект, замедляет процесс старения кожи. Увлажняет и обновляет клетки, обеспечивая упругость и тонус. Помогает предотвратить старение кожи, целлюлит и дряблость кожи. Также оказывает регенерирующие свойства.

Показания к применению:

- Регенерация кожи
- Антивозрастные программы
- Восстановление тонуса и эластичности кожи после липолитической терапии
- Коррекция рубцов и растяжек

Упаковка: 5 мл x 10 шт.

Хранение: в темном месте, при Т от 5С до 25С. Вскрытые ампулы хранению не подлежат.

пировиноградная кислота (collagen pyruvate)

2 мл x 10 шт.



Артикул: 5025

Активные компоненты: Пировиноградная кислота

Описание: Обладает регенерирующими свойствами, стимулирует синтез коллагена и активность фибробластов. Ускоряет липолиз и очень эффективен в антицеллюлитных программах. Улучшает эластичность и гидратацию кожи.

Показания к применению:

- Старение кожи, потеря тонуса и эластичности
- Коррекция растяжек
- Коррекция пигментации.

Упаковка: 2 мл x 10 шт.

Способ введения: наппаж поверхностный, срединный, микропапулы.

Хранение: в темном месте, при Т от 5С до 25С. Вскрытые ампулы хранению не подлежат.

монопрепараты

рутин-мелилото (melilotus)

2 мл x 10 шт.



Артикул: 5029

Активные компоненты: Рутин 2,5%, Мелилот 0,05%, Кумарин

Описание: Укрепляет сосудистую стенку, увеличивает микроциркуляцию, ускоряет утилизацию жира, устраняет отеки.

Показания к применению:

- Антицеллюлитные программы по лицу и телу
- Сосудистая мезотерапия
- Отеки и темный круги вокруг глаз
- Венозная недостаточность, венозный отек, профилактика тромбозов.

Упаковка: 2 мл x 10 шт.

Хранение: в темном месте, при Т от 5С до 25С. Вскрытые ампулы хранению не подлежат.

транексамовая кислота (tranexamicum)

10 мл x 5 шт.



Артикул: 5017

Активные компоненты: Транексамовая кислота 15%, Маннитол 20%

Описание: Является ингибитором тирозиназы, действующим как редуктор продукции меланина, устраняет и предотвращает появление пигментных пятен.

Показания к применению:

- Коррекция гиперпигментации.
- Хроно- и фотостарение кожи.
- Осветление кожи.
- После шлифовок и пилингов.
- Как поддерживающая терапия при лечении пигментации.

Упаковка: 10 мл x 5 шт.

Способ введения: микропапулы.

Хранение: в темном месте, при Т от 5С до 25С. Вскрытые ампулы хранению не подлежат. Срок годности см на упаковке.

фосфатидилхолин (phosphatidylcholine) в ампулах

5 мл x 10 шт.



Артикул: 5032

Активные компоненты: Фосфатидилхолин 5%

Описание: Способствует выходу жирных кислот из клетки при разрушении мембран последних и расщеплению их. Мощный эмульгатор.

Показания к применению:

- Терапевтическая альтернатива липосакции малых объемов, локальные жировые отложения
- Липомы

Упаковка: 5 мл x 10 шт.

Способ введения: : инфильтрация на глубину 13 мм (0,1 мл на один вкол)

Курс: 4-6 процедур, 1 раз в 2 недели

Можно разводить хлоридом натрия.

Хранение: в темном месте, при Т от 5С до 25С. Вскрытые ампулы хранению не подлежат.

монопрепараты

фосфатидилхолин (ppc phosphatidylcholine) во флаконе

10 мл x 5 шт.



Артикул: 5077

Активные компоненты: фосфатидилхолин

Описание: Способствует выходу жирных кислот из клетки при разрушении мембран последних и расщеплению их. Мощный эмульгатор.

Показания к применению:

- Терапевтическая альтернатива липосакции малых объемов, локальные жировые отложения
- Липомы

Упаковка: 10 мл x 5 шт.

Способ введения: инфильтрация

Хранение: в темном тесте, при Т от 5С до 25С. Вскрытые ампулы хранению не подлежат.

хондроитин сульфат (chondroitin mesoplus)

2 мл x 10 шт.



Артикул: 5024

Активные компоненты: Хондроитин сульфат

Описание: Регулирует активность фибробластов в образовании коллагена. Стимулирует микроциркуляцию, улучшая венозный и лимфатический дренаж. Является составной частью стенок кровеносных сосудов и важен для поддержания эластичности сосудистой системы.

Показания к применению:

- - Антивозрастные программы
- - Потеря тонуса и эластичности кожи

Упаковка: 2 мл x 10 шт.

Способ введения: папулы, инфильтрация.

Хранение: в темном месте, при Т от 5С до 25С. Вскрытые ампулы хранению не подлежат.

целестабил (cellestabyl)

1 мл x 10 шт.



Артикул: 5023

Активные компоненты: Пиридоксин, Ниацин

Описание: Расщепляет жиры, обеспечивая мощную и эффективную помощь в лечении целлюлита и локальных жировых отложений.

Показания к применению:

- Антицеллюлитные программы
- Локальные жировые отложения

Упаковка: 1 мл x 10 шт.

Способ введения: инфильтрация (можно с прямым липолитиком)

Хранение: в темном месте, при Т от 5С до 25С. Вскрытые ампулы хранению не подлежат.

монопрепараты

центелла азиатская (asian centella)

5 мл x 10 шт.



Артикул: 5020

Активные компоненты: Экстракт азиатской центеллы

Описание: Обеспечивает выраженное омолаживающее, антиоксидантное и сосудоукрепляющее действие. Стимулирует пролиферацию фибробластов и их синтетическую функцию. Повышает плотность и эластичность кожи. Улучшает микроциркуляцию и нормализует венозный отток.

Показания к применению:

- Антивозрастные, липолитические и трихологические программы
- Коррекция растяжек и рубцов.
- Сосудистая мезотерапия.

Упаковка: 5 мл x 10 шт.

Способ введения: наппаж, микропапулы, инфильтрация.

1 раз в неделю, 6-8 раз.

Хранение: в темном месте, при Т от 5С до 25С. Вскрытые ампулы хранению не подлежат.

экстракт артишока 2% (artichoke extract)

5 мл x 10 шт.



Артикул: 5033

Активные компоненты: Экстракт Артишока 2%

Описание: Оказывает мочегонное и детоксицирующее действие и используются для лечения целлюлита и локальных жировых отложений. Помогает стимулировать лимфатическую дренажную систему.

Показания к применению:

- Локальные жировые отложения
- Лимфодренаж в липолитических программах

Упаковка: 5 мл x 10 шт.

Способ введения: инфильтрация

Хранение: в темном месте, при Т от 5С до 25С. Вскрытые ампулы хранению не подлежат. Срок годности см на упаковке.

мультикомпонентные коктейли

антивозрастной коктейль (fusion antiaging)

10 мл х 5 шт.



Артикул: 5014

Активные компоненты: Декспантенол, Гиалуроновая кислота, ДМАЕ, Органический кремний, Центелла азиатская.

Описание: Стимулирует синтез коллагена, уменьшает морщинки, увлажняет и регенерируют ткани. Обладает антиоксидантными свойствами, ингибирует и уменьшает лицевые сокращения, предотвращая появление мимических морщин.

Показания к применению:

- Возрастная кожа лица и тела с признаками старения;
- Терапия хроно- и фотостарения
- Обезвоженная и поврежденная кожа.

Упаковка: 10 мл х 5 шт.

Способ введения: микропапулы на 1-2 мм, расстояние между вколами 1 см.

Курс: 4-6 процедуры 1 раз в неделю. Поддерживающий курс: 1 раз в месяц.

Хранение: в темном месте, при Т от 5С до 25С. Вскрытые ампулы хранению не подлежат.

восстанавливающий коктейль (fusion hd)

10 мл х 5 шт.



Артикул: 5070

Активные компоненты: Гиалуроновая кислота 2,5%, ДМАЕ 3%, Деанол битартрат.

Описание: Поддерживает и повышает иммунитет кожи и ее эластичность, устраняет дряблость и провисание кожи. Оказывает увлажняющее и укрепляющее действие, помогает уменьшить выраженность морщин.

Показания к применению:

- Сухая и обезвоженная кожа
- Восстановление упругости и эластичности кожи
- Лифтинг

Упаковка: 10 мл х 5 шт.

Способ введения: микропапулы на 1-2 мм, расстояние между вколами 1 см, линейно-ретроградно. Возможно разведение 1:1 с натрия хлоридом

Курс: 2-3 процедуры 1 раз в неделю, далее – 2 процедуры й раз в 14 дней. Поддерживающий курс: 1 раз в месяц.

Хранение: в темном месте, при Т от 5С до 25С. Вскрытые ампулы хранению не подлежат.

корректирующий коктейль против пигментации (fusion whitening)

10 мл х 5 шт.



Артикул: 5017

Активные компоненты: Глутатион, Аскорбиновая кислота, Пировиноградная кислота.

Описание: Стимулирует обновление клеток, нейтрализует свободные радикалы, улучшает состояние кожи и уменьшают появление пятен, придавая коже более яркий, сияющий вид.

Показания к применению:

- Коррекция гиперпигментации
- Хроно- и фотостарение кожи

Упаковка: 10 мл х 5 шт.

Способ введения: Техника введения: микропапулы, поверхностный и срединный наппаж. Курс: 8-10 процедур 1 раз в неделю. Поддерживающий курс: 1 раз в месяц.

мультикомпонентные коктейли

коктейль для волос и кожи головы (fusion hair)

10 мл х 5 шт.



Артикул: 5016

Активные компоненты: Декспантенол, Биотин, Органический кремний.

Описание: Значительно улучшает структуру волос, регулирует выработку кожного сала, стимулирует рост волос и уменьшает выпадение. Предотвращает появление перхоти. Восстанавливает микроциркуляцию кожи головы и оживляет волосные фолликулы.

Показания к применению:

- Коррекция алопеции;
- Стимуляция роста волос, улучшение их структуры
- Себорея и перхоть
- Восстановление поврежденных волос

Способ введения: классическая (укол за уколом), наппаж, микропапулы.

Курс: 10-12 процедур 1 раз в неделю. Перерыв между курсами 4-6 месяцев.

Поддерживающий курс: 1 раз в месяц.

Хранение: в темном месте, при Т от 5С до 25С. Вскрытые ампулы хранению не подлежат.

антицеллюлитный коктейль (fusion cellulite)

10 мл х 5 шт.



Артикул: 5015

Активные компоненты: Л-карнитин, Кофеин, Органический кремний.

Описание: Оказывает стимулирующее, дренирующее и восстанавливающее свойства, уменьшает целлюлит и эффект «апельсиновой корки», а также улучшает кровообращение.

Показания к применению:

- Антицеллюлитные и липолитические программы по телу
- Липолитическая программа для лица.

Упаковка: 10 мл х 5 шт.

Способ введения: инфильтрация. Курс: 5-10 процедур (по показаниям) 1 раз в неделю. Интервал между курсами: 4-6 месяцев.

Можно вводить с прямыми липолитиками.

Хранение: в темном месте, при Т от 5С до 25С. Вскрытые ампулы хранению не подлежат.

антицеллюлитный коктейль (fusion fat)

10 мл х 5 шт.



Артикул: 5023

Активные компоненты: Кофеин, Органический кремний, Центелла азиатская, Гиалуронидаза.

Описание: Активизирует липолиз, помогая бороться с накопившимися жировыми отложениями. Восстанавливает тонус и эластичность кожи. Укрепляет кровеносные сосуды и микроциркуляцию.

Показания к применению:

- - Целлюлит 3-4 стадии
- - Локальные жировые отложения

*Перед применением в коктейль можно добавить Фосфатидилхолин 5 мл.

Упаковка: 10 мл х 5 шт.

Способ введения: инфильтрация на глубину 6-13 мм

Курс: 4-6 процедур 1 раз в 2 недели.

мультикомпонентные коктейли

концентрат ферментативный (enzyme) 1500 UI x 5 шт.



Артикул: 5122
Активные компоненты: Коллагеназа, Гиалуронидаза, Липаза.
Описание: Уменьшает выраженность целлюлита. Корректирует локальные жировые отложения. Восстанавливает тонус и эластичность кожи.
Показания к применению:

- - Локальные жировые отложения
- - Целлюлит 3-4 стадии
- - Лифтинговые программы по телу
- - Рубцы постакне

!!! Перед применением препарат необходимо развести с 2-мя ампулами (5 мл x 2) Serum Solution.
Упаковка: 1500 UI x 5 шт.

Хранение: в темном месте, при Т от 5С до 25С. Вскрытые ампулы хранению не подлежат.

концентрат ферментативный раствор (enzyme liquid) 10 мл x 5 шт.



Артикул: 5124
Активные компоненты: Коллагеназа, Гиалуронидаза, Липаза, Натрия хлорид (serum solution).
Описание: Уменьшает выраженность целлюлита. Корректирует локальные жировые отложения. Восстанавливает тонус и эластичность кожи.
Показания к применению:

- Локальные жировые отложения
- Целлюлит 3-4 стадии
- Лифтинговые программы по телу
- Рубцы постакне

Упаковка: 10 мл x 5 шт.
Способ введения: инфильтрация. Курс: 2-4 процедуры 1 раз в 14 дней. Максимальный расход на 1 процедуру: 10-15 мл.

Коррекция второго подбородка: классическая техника инфильтрация на глубину 4-6 мм.
Курс: 2-3 процедуры 1 раз в 14 дней.

коктейль против пигментных пятен (fusion melano peel) 10 мл x 5 шт.




Артикул: 5124
Активные компоненты: Транексамовая кислота, Никотинамид, N-ацетилглюкозамин, Аскорбиновая кислота.
Описание: Уменьшает выработку меланина и производит мягкое отшелушивание. Стимулирует обновление клеток, нейтрализует свободные радикалы, улучшает состояние кожи и уменьшает появление пятен, придавая коже более яркий, сияющий вид
Показания к применению:

- Коррекция гиперпигментации
- Хроно- и фотостарение кожи
- Осветление кожи

Упаковка: 10 мл x 5 шт.
Способ введения: микропапулы, поверхностный и срединный наппаж.

Курс 6-8 процедур 1 раз в неделю.Поддерживающий курс 1 раз в месяц

ампульные концентраты



Внимание!
Концентраты являются топическими средствами!
Строго запрещено их вводить с помощью инъекций!
Концентраты предназначены для использования под аппараты: электропорация, ионофорез, УЗ терапия, гальванические токи, мезороллер, дермапен (фракционная мезотерапия: 3D и Nano картриджи). Также может использоваться как самостоятельное средство в виде сыворотки для лица.

концентрат с маслом арганы (argan oil) 1 мл x 10 шт.



Артикул: 5018
Активные компоненты: Масло Арганы.
Описание: Питает, увлажняет и омолаживает кожу. Обладает мощным антивозрастным эффектом, предотвращает появление морщин. Повышает эластичность кожи и стимулирует клеточную оксигенацию.
Показания к применению:

- Антивозрастные программы
- Ревитализация кожи
- Тусклая кожа, «кожа курильщика»

Упаковка: 1 мл x 10 шт.
Способ введения: Электропорация, ионофорез, УЗ терапия, гальванические токи, мезороллер, дермапен (фракционная мезотерапия: 3D и Nano картриджи).
Также может использовать как самостоятельное средство в виде сыворотки для лица.
Хранение: в темном месте, при Т от 5С до 25С. Вскрытые ампулы хранению не подлежат.

регенерирующий концентрат «масло розы мускусной» (musk rose oil) 1 мл x 10 шт.



Артикул: 5030
Активные компоненты: масло розы мускусной.
Описание: благодаря своим регенерирующим и увлажняющим свойствам применяется для регенерации тканей, устранения растяжек и рубцов, коррекции морщин и первых признаков старения кожи.
Показания к применению:

- Антивозрастные программы
- -Регенерация кожи, коррекция растяжек и рубцов

Упаковка: 1 мл x 10 шт.
Способ введения: Электропорация, ионофорез, УЗ терапия, гальванические токи, мезороллер, дермапен (фракционная мезотерапия: 3D и Nano картриджи). Также может использовать как самостоятельное средство в виде сыворотки для лица.

ампульные концентраты

увлажняющий концентрат «протеогликаны» (proteoglycans)

2 мл х 10 шт.



Артикул: 5038

Активные компоненты: Протеогликаны.

Описание: обладает увлажняющим и укрепляющим свойствами. Уменьшает морщины, замедляет процессы старения кожи.

Показания к применению:

- Сухая и обезвоженная кожа
- Антивозрастные программы
- Себорея

Упаковка: 2 мл х 10 шт.

Способ введения: Электропорация, ионофорез, УЗ терапия, гальванические токи, мезороллер, дермапен (фракционная мезотерапия: 3D и Nano картриджи). Также может использовать как самостоятельное средство в виде сыворотки для лица.

омолаживающий концентрат с витаминами E и F (glycolic acid + vit. E and F)

2 мл х 10 шт.



Артикул: 5028

Активные компоненты: гликолевая кислота, витамин е, витамин f.

Описание: стимулирует выработку коллагена и эластина, способствует обновлению кожи, помогает уменьшить пигментные пятна, морщины, шрамы и другие признаки старения кожи. Удаляет омертвевшие клетки, ускоряет обновление клеток и обеспечивает сияние кожи. Защищает от воздействия внешних факторов, повышают гидратацию и эластичность кожи.

Показания к применению:

- Акне, себорея
- Сухая и обезвоженная кожа, антивозрастные программы, антистресс, антиоксиданты.

Упаковка: 2 мл х 10 шт.

Способ введения: электропорация, ионофорез, уз терапия, гальванические токи, мезороллер, дермапен (фракционная мезотерапия: 3d и nano картриджи). Также может использовать как самостоятельное средство в виде сыворотки для лица.

антивозрастной концентрат (antiaging flash)

2 мл х 10 шт.



Артикул: 5018

Активные компоненты: Эластин, Коллаген, Витамин С, Витамин F.

Описание: Уменьшает мимические морщины. Обладает укрепляющими и восстанавливающими свойствами. Обеспечивает моментальный лифтинг эффект.

Показания к применению:

- Восстановление тонуса и эластичности кожи
- Антивозрастные программы
- Коррекция морщин и складок

Способ введения: Электропорация, ионофорез, УЗ терапия, гальванические токи, мезороллер, дермапен (фракционная мезотерапия: 3D и Nano картриджи). Также может использовать как самостоятельное средство в виде сыворотки для лица.

Хранение: в темном месте, при Т от 5С до 25С. Вскрытые ампулы хранению не подлежат.

mccosmetics[®]

NY

Официальный дистрибьютор
в России ООО «Эстетист»

По вопросам приобретения:
тел.: +7 (495) 640-58-89 , www.esteticshop.ru

По вопросам обучения:
ООО «Первый Профессиональный Институт Эстетики»
тел.: +7 (495) 185-21-55, www.karerist-ka.ru

Москва, Проспект Мира , дом 33 , корпус 1
Бизнес-Центр «Олимпик Плаза»